

バイオセンサTSAb「ヤマサ」

2022年

5月2日

新発売


30分の反応で、TSAbを測定できるようになりました!

測定原理

従来法 → 産生したcAMPをEIA法にて測定

新法 → 産生したcAMPによる発光シグナルをルミノメーターで測定

ヒトTSHR, cAMP BioSensor
発現ヒト胎児腎臓由来細胞



発光検出

TSAb 活性 測定範囲 92% ~ 1200%

※ 1200%を超える場合は希釈再検可能です。

TSAb キットは
cAMP バイオセンサ
技術により
生まれ変わりました!