

この取扱説明書をよく読んでから使用してください。

** 2023年4月改訂（第3版）

* 2023年1月改訂（第2版）

バイオセンサ TSAb「ヤマサ」用検体希釈液

【全般的な注意】

1. 本製品は、バイオセンサ TSAb「ヤマサ」専用の検体希釈液です。それ以外の目的に使用しないでください。
- ** 2. 使用に際しては、バイオセンサ TSAb「ヤマサ」の電子化された添付文書ならびに使用機器の取扱説明書および電子化された添付文書をよく読んでから使用してください。
3. 本製品にはヒト血清成分が含まれています。万一の場合を考えて、感染性があるものとして検体と同様注意して取り扱ってください。

【形状・構造等】

バイオセンサ TSAb「ヤマサ」用検体希釈液（15mL）

【用法・用量（操作方法）】

使用前の調製は不要です。室温に戻して攪拌し、使用してください。

【使用上または取扱上の注意】

1. 使用上の注意
 - 1) 本製品は室温に戻してから使用してください。
 - 2) 開封した本製品を保存する場合は密栓し、貯蔵方法に従って保存して定められた期間内に使用してください。
 - 3) 使用期限を過ぎた本製品の使用は避けてください。
 - 4) 異なるロットの本製品を混和して使用しないでください。
2. 取扱上の注意
 - 1) 本製品にはヒト血清成分が含まれています。万一の場合を考えて、感染性があるものとして検体と同様に注意して取り扱ってください。
 - 2) 使用後の容器は、廃棄物に関する規定に従って医療廃棄物または産業廃棄物等区別して処理してください。

【貯蔵方法・有効期間】

1. 貯蔵方法：-17℃から-23℃で保存
- * 2. 有効期間：製造日から15ヵ月（使用期限はラベルに表示）

【包装単位】

15mL × 1本
商品コード：80149

【問い合わせ先】

ヤマサ醤油株式会社 診断薬事業部
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛸殻町 1-23-8
TEL：03-3668-8558 FAX：03-3668-8407

【製造販売元】

 ヤマサ醤油株式会社
千葉県銚子市新生町2-10-1